

EAN 7804925543283

FICHA TÉCNICA

Código Prisur 83136DU

CEPILLO DENTAL COLGATE DENTO X 2 UN DURO

DESCRIPCIÓN

Su cabeza en forma de diamante permite llegar fácilmente a todos los espacios de la boca -Su mango es recto se adapta perfectamente a la forma de la mano, permitiendo movimientos controlados y brindando máxima comodidad Cepíllese adecuadamente los dientes después de cada comida, tres veces al día o según la recomendación de su odontólogo. Enjuagar completamente después del cepillado Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Producto no perecedero. No usar si el empaque está abierto Los odontólogos e higienistas recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses

Instrucciones de Uso

- 1. Humedece el cepillo de dientes. Aplica pasta dental.
- 2. Pon el cepillo en tu boca en un ángulo de 45 grados contra las encías.
- 3. Mueve el cepillo hacia atrás y adelante en movimientos cortos, asegurándote que el cepillo recorra la línea de la encía a la superficie de masticación de cada diente.
- 4. Usa un movimiento con visión de barrido hacia el exterior para cepillar la lengua, mejillas y paladar.
- 5. Cepilla los dientes con movimientos circulares suaves. Durante al menos 2 minutos.
- 6. Repite el cepillado al menos 2 veces al día o después de cada comida.
- 7. Para una limpieza completa, te recomendamos complementar con hilo dental y enjuague bucal.
- 8. Después del lavado, recuerde lavar el cepillo y guardarlo en un lugar limpio y seco.

¡Y listo, ya puedes disfrutar de un aliento y limpieza bucal profunda!

Cabeza con forma de diamante Llega fácilmente a todos los espacios de la boca Mango es recto Producto no perecedero



FICHA TÉCNICA