

Código Prisor 83136SU

CEPILLO DENTAL COLGATE DENTO X 2 UN SUAVE

EAN 7804925543276

DESCRIPCIÓN

Cepillo de dientes con cabeza con forma de diamante Beneficios: -Su cabeza en forma de diamante permite llegar fácilmente a todos los espacios de la boca -Su mango es recto se adapta perfectamente a la forma de la mano, permitiendo movimientos controlados y brindando máxima comodidad Cepílese adecuadamente los dientes después de cada comida, tres veces al día o según la recomendación de su odontólogo. Enjuagar completamente después del cepillado Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Producto no perecedero. No usar si el empaque está abierto Los odontólogos e higienistas recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses

Instrucciones de Uso

1. Humedece el cepillo de dientes. Aplica pasta dental.
2. Pon el cepillo en tu boca en un ángulo de 45 grados contra las encías.
3. Mueve el cepillo hacia atrás y adelante en movimientos cortos, asegurándote que el cepillo recorra la línea de la encía a la superficie de masticación de cada diente.
4. Usa un movimiento con visión de barrido hacia el exterior para cepillar la lengua, mejillas y paladar.
5. Cepilla los dientes con movimientos circulares suaves. Durante al menos 2 minutos.
6. Repite el cepillado al menos 2 veces al día o después de cada comida.
7. Para una limpieza completa, te recomendamos complementar con hilo dental y enjuague bucal.
8. Después del lavado, recuerde lavar el cepillo y guardarlo en un lugar limpio y seco.

¡Y listo, ya puedes disfrutar de un aliento y limpieza bucal profunda!

Podrás llegar a todos los espacios

Su mango es recto se adapta perfectamente a la forma de la mano

Cepillo de dientes con cabeza con forma de diamante

Manga: Recto